



SWING

***Einfaches Baden
im Sitzen und Liegen***





SWING

Sicherheit und Komfort für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Die Sitz-/Liegebadewanne SWING ist eine hervorragende Alternative zu den herkömmlichen Wannensystemen – sie ermöglicht den Zugang von der Seite und verfügt über eine elektrische Senk- und Neigevorrichtung. Die Wanne bietet pflegebedürftigen Menschen Sicherheit und Komfort beim Baden und unterstützt das Personal im Pflegealltag.

Die SWING-Wanne zeichnet sich durch sanfte, körpergerechte Konturen mit bequemer Kopfstütze aus. In der geneigten Position wird der Patient optimal gestützt und die Pflegekraft kann ihn ohne unnötige Anstrengungen versorgen. Mit einem Knopfdruck neigt sich die Wanne auf die gewünschte Arbeitshöhe und verhindert so eine zusätzliche Belastung des Rückens. Das Luftdüsenystem leitet die Aktivierung zur Stimulation und Entspannung ein. Das Fahrgestell des Lifters lässt sich unter die Wölbung des Wannensockels schieben – der Pflegebedürftige kann so optimal in der Wanne positioniert werden.

Die Sitz-/Liegebadewanne ist mit einem Thermostatmischer mit Höchsttemperatur-Absicherung ausgestattet und entspricht den neuesten europäischen Normen. Zusätzlich ist eine Handbrause mit verstellbarem Wasserstrahl am Wannenrand eingebaut. Pflegebedürftige Menschen können vom Rollstuhl direkt mit einem Lifter in die Wanne gesetzt werden. Für ein Vollbad wird das Wasser bei offener Tür eingefüllt und fließt vom vorgefüllten Fußbecken um den Badenden herum.

Nach dem Schließen der Tür kann die Wanne in eine liegende Position geneigt werden. Alternativ kann die Badewanne auch als bequeme, leicht zugängliche Dusche bzw. das Fußbecken zur Fußpflege genutzt werden.

Um Kreuzinfektionen auszuschließen, wird empfohlen, die Badewanne mit einer integrierten Desinfektionsanlage (für Badewanne und Wirbelbad) auszustatten.

In 6 verschiedenen technischen Ausführungen lieferbar.

Zusatzausstattung

- › Luftperlbad mit 10 Düsen und Heizung
- › Desinfektionsanlage
- › Automatische Badewannenfüllung
- › Einhängbare Beinstütze

Service-Hotline:

+49 (0) 61 87/92 04-50

Ihr Ansprechpartner:



Horcher GmbH
Philipp-Reis-Straße 3
D-61130 Nidderau

Tel. +49 (0) 61 87 / 92 04-0
Fax +49 (0) 61 87 / 92 04-15
<http://www.horcher.com>
E-Mail: office@horcher.com